



Distributed by:

Medtronic

Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
800 646 4633
818 576 5555

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands



(01)00643169709775(10)NA



Unomedical

A ConvaTec Company



Legal Manufacturer:
Unomedical a/s
Aaholmvej 1-3, Østed,
4320 Lejre,
Denmark
Made in Mexico

Rx Only


STERILE EO



CE 0459

REF MMT-100
MMT-101


6026153-22A1_A







i-Port Advance™

Injection port • Port d'injection • Injektionsport
Aplicador de inyecciones • Injectiepoort
Accesso per iniezioni sottocutanee • Injektsjonsport
Injektioportti • Injektionsport • Injektionsport
Porta de injeção • Injekcijski nastavak
Injekční port • Injekciós bemenet
Port injekcyjny • Enjeksiyon portu
Injekčný port • Θύρα έγχυσης
Инъекционный порт • 注射端口
منفذ الحقن • פתח הזרקת

**See Symbols Glossary Inside the
Instructions for Use**



EN	Insertion Sites	CS	Místa zavedení
FR	Sites d'insertion	HU	Bevezetési helyek
DE	Einführstellen	PL	Miejsca wprowadzenia
ES	Zonas de inserción	TR	Giriş Bölgeleri
NL	Inbrengplaatsen	SK	Miesta zavedenia
IT	Siti di inserimento	EL	Σημεία εισαγωγής
NO	Innstikkssteder	RU	Места введения
FI	Asetuskohdat	ZH	植入部位
SV	Appliceringsställen	AR	مواقع الإدخال
DA	Indstikssteder	HE	מקומות ההזרקה
PT	Locais de inserção		
SL	Mesta vstavitve		



Indicações de utilização

A porta de injeção i-Port Advance™ está indicada para doentes que administram ou recebem várias injeções subcutâneas diárias de medicamentos prescritos por um médico, inclusive de insulina. O dispositivo pode continuar colocado por períodos máximos de 72 horas para a aplicação de várias injeções, sem o desconforto de picadas adicionais. A porta de injeção i-Port Advance pode ser usada numa vasta gama de doentes, tanto adultos como crianças.

Descrição do produto

A porta de injeção i-Port Advance é uma porta para injeções subcutâneas, que combina a porta para injeções com um auxiliar de aplicação. A porta de injeção está integrada no aplicador. Estão disponíveis dois modelos de porta de injeção: uma cânula com 6 mm ou 9 mm de comprimento. A porta de injeção i-Port Advance é uma unidade estéril que se apresenta montada para uma única utilização num único doente.

Contraindicações

- **Não** utilize a mesma porta de injeção i-Port Advance durante mais de 72 horas.
- **Não** tente aplicar de novo a porta de injeção i-Port Advance após a utilização.
- A porta de injeção i-Port Advance não se destina nem está indicada para utilização com sangue nem com produtos sanguíneos.
- **Não** utilize a porta de injeção i-Port Advance para outros fins que não os especificamente indicados pelo seu profissional de saúde.
- **Não** utilize agulhas de calibre inferior a 28 ou superior a 32. Caso contrário, pode causar danos no septo e a administração incorreta da medicação.
- **Não** utilize uma agulha de comprimento superior a 8 mm (5/16 pol.) para injetar na porta de injeção i-Port Advance. As agulhas mais compridas podem danificar o dispositivo e provocar punções desnecessárias na pele ou a rutura ou punção da cânula flexível, podendo assim ocorrer uma administração inadvertida de medicação.
- **Não** utilize uma agulha de comprimento inferior a 5 mm (3/16 pol.) para injetar na porta de injeção i-Port Advance. As agulhas mais curtas podem não passar através do septo da porta, o que pode impedir que a medicação seja administrada de forma adequada no corpo.

Avisos e precauções

- A porta de injeção i-Port Advance apenas se mantém estéril e apirogénica se o dispositivo de aplicação não for aberto nem apresentar danos. **Não** utilize se a embalagem já se apresentar aberta ou danificada, nem se o revestimento protetor tiver caído. Garanta a esterilidade verificando se o papel estéril e o selo inviolável não estão danificados.
- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar a porta de injeção i-Port Advance. O não seguimento das instruções pode resultar em dor ou lesões.
- Se a porta de injeção i-Port Advance não for colocada devidamente no aplicador, com a agulha voltada para a frente, antes da aplicação, podem ocorrer dores ou lesões.
- Antes da aplicação, assegure-se de que retirou a proteção da agulha.
- **Não** utilize se a agulha introdutora se apresentar curvada ou quebrada.
- **Não** injete no mesmo local vários medicamentos contraindicados para administração subcutânea.
- A porta de injeção i-Port Advance é um dispositivo para uma só utilização num único doente. A reutilização da porta pode danificar a cânula do dispositivo e aumentar o risco de o adesivo se soltar. A reutilização da porta pode resultar em infeção ou irritação localizada e na administração imprecisa da medicação.
- A absorção incorreta da medicação ou a infeção ou irritação localizada podem resultar da aplicação incorreta no corpo ou da manutenção incorreta do local de aplicação da porta de injeção i-Port Advance, ou de ambas. Se o local de aplicação se apresentar irritado ou inflamado, retire e elimine o dispositivo e aplique um novo dispositivo noutra local do corpo.
- A cânula flexível pode dobrar-se ou curvar-se durante a aplicação ou enquanto estiver colocada. Uma cânula dobrada ou curva pode limitar ou impedir a administração da medicação através da porta de injeção i-Port Advance. Deve remover e eliminar o dispositivo imediatamente se suspeitar de uma cânula dobrada ou curva. Os sinais indicadores de que a cânula da sua porta de injeção i-Port Advance está dobrada ou curvada incluem:
 - dificuldade em pressionar o êmbolo da seringa durante a injeção


- existe uma fuga da medicação injetada pelo dispositivo na parte superior do septo
 - existe uma fuga da medicação injetada na pele ou saturando o adesivo
 - existência de humidade no interior do corpo transparente do dispositivo
- Certifique-se de que a cânula flexível não se prolonga para além da agulha de introdução. Caso contrário, não utilize o dispositivo. Este facto pode resultar na aplicação indevida e originar uma cânula dobrada e a administração incorreta da medicação.
 - **Não** volte a inserir a agulha de introdução na porta de injeção i-Port Advance. A reinserção poderia provocar a punção ou rutura da cânula flexível, resultando na administração inadvertida de medicação ou em lesões.
 - Substitua a porta de injeção i-Port Advance se o adesivo se soltar ou deslocar do local original. Uma vez que a cânula é flexível, pode não provocar dor ao deslizar para fora; isto pode ocorrer sem que o doente se aperceba. A cânula flexível deve estar sempre completamente inserida, para que seja administrada toda a medicação injetada.
 - Consulte o seu profissional de saúde para obter instruções acerca da rotatividade do local. Uma rotatividade do local inadequada pode resultar na administração incorreta da medicação, em infeções ou irritação do local.
 - Lave as mãos e passe álcool ou um desinfetante semelhante pela pele, no local onde pretende aplicar a porta de injeção i-Port Advance. Deixe que a superfície da pele seque completamente, antes de aplicar o dispositivo na área desinfetada.
 - Assegure-se de que o septo está limpo antes de cada utilização (use água purificada).
 - **Não** coloque perfumes nem desodorizantes sobre a porta de injeção i-Port Advance, uma vez que estes podem comprometer a integridade do dispositivo.
 - **Não** injete na porta de injeção i-Port Advance através do vestuário.
 - Nunca direcione o aplicador carregado para uma parte do corpo onde não pretende efetuar a inserção.
 - Guarde a porta de injeção i-Port Advance à temperatura ambiente. **Não** guarde nem deixe o dispositivo exposto a luz solar direta.

- Evite aplicar a porta de injeção i-Port Advance em locais que contenham tecido cicatricial, lipodistrofia ou estrias. Evite locais limitados por roupas ou acessórios, ou que estejam sujeitos a movimento intenso durante exercício físico. Evite locais que fiquem sob um cinto ou na cintura.
- **Não** injete mais do que 75 vezes através de um mesmo dispositivo.
- A porta de injeção i-Port Advance pode ter até 2,60 µl ou 0,26 unidades de medicação remanescentes. Este facto pode atrasar ou impedir que a medicação seja absorvida pelo corpo. Consulte o profissional de saúde responsável pela medicação prescrita para determinar se isso pode ter impacto na gestão da sua terapia.

Recomendações

- Consulte o seu profissional de saúde para obter instruções acerca da rotatividade do local de inserção.
- Meça a sua glicemia de acordo com as instruções do seu profissional de saúde, de modo a assegurar que a administração de insulina no local de aplicação é adequada.
- Meça a glicemia 1 a 3 horas depois de ter utilizado a porta de injeção i-Port Advance, para assegurar que a administração de insulina decorre conforme o previsto, e meça a sua glicemia regularmente, de acordo com as indicações do seu profissional de saúde.
- Evite aplicar e utilizar uma porta de injeção i-Port Advance nova antes de se deitar, exceto se estiver em condições de verificar a sua glicemia 1 a 3 horas após a injeção.
- Caso ocorra uma leitura de hiperglicemia inesperada, retire e elimine a porta de injeção i-Port Advance e aplique um novo dispositivo num local diferente do corpo, uma vez que a cânula flexível pode desalojar-se, dobrar-se ou ficar parcialmente obstruída. Continue a monitorizar as leituras de glicemia para se certificar de que a insulina é absorvida. Se as medidas sugeridas não solucionarem o problema ou se a sua glicemia se mantiver em níveis elevados, contacte o seu médico ou profissional de saúde.
- Contacte o seu profissional de saúde se os seus sintomas não corresponderem aos resultados dos testes e tiver seguido todas as instruções deste manual.
- Consulte o seu profissional de saúde se tiver dúvidas ou incertezas relativamente à gestão de terapia da diabetes.

i-Port Advance™ Porta de injeção



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| (A) Revestimento estéril | (H) Tampa |
| (B) Centro do aplicador | (I) Saliências arredondadas |
| (C) Aplicador | (J) Septo |
| (D) Encaixes para os dedos | (K) Adesivo |
| (E) Agulha de introdução | (L) Revestimento de proteção |
| (F) Porta de injeção | (M) Cânula flexível |
| (G) Proteção da agulha | |

Aplicação

Desdobre o interior da capa desta brochura para ver imagens numeradas e relacionadas com as etapas que se seguem.

- 1** Lave as mãos com água e sabão. Selecione um local de aplicação numa área recomendada (ilustrada a cinzento).
- 2** Limpe o local de inserção com um desinfetante. Antes de aplicar a porta de injeção i-Port Advance, certifique-se de que a área está seca. Se necessário, remova o pelo em redor do local de inserção para evitar uma fixação deficiente do adesivo à pele. Contacte um profissional de saúde se tiver dúvidas sobre a limpeza adequada do local de inserção.
- 3** Puxe a patilha vermelha para retirar o selo.
- 4** Retire o revestimento estéril.

- 5** Segure muito bem o aplicador e retire a tampa.
- 6** Retire o revestimento protetor do adesivo.
- 7** Torça e retire a proteção da agulha de introdução.
- 8a** Coloque os dedos nos encaixes para os dedos e segure o aplicador, de modo a que a agulha introdutora fique voltada para baixo ou afastada do corpo.
- 8b** Com a outra mão, puxe o centro do aplicador até este ficar bloqueado numa posição vertical.
- 9** Coloque o aplicador contra a pele e coloque os dedos nas saliências arredondadas. Aperte ambas as saliências arredondadas em simultâneo para inserir a porta de injeção.
- 10** Pressione o centro do aplicador para fixar a porta de injeção à pele.
- 11** Agarre o centro do aplicador e puxe cuidadosamente para retirar o aplicador da porta de injeção.
- 12** Alise e pressione o adesivo para o fixar à pele.
- 13** Volte a colocar a tampa e elimine o aplicador segundo os requisitos locais.

Utilização da porta de injeção i-Port Advance

- 1** Antes de cada utilização, limpe o septo com água purificada.
- 2** Perfure o septo com uma agulha de injeção.
- 3** Injete lentamente a medicação na porta de injeção.
- 4** Retire a agulha de injeção.

Remoção

- 1** Agarre a extremidade do adesivo e puxe para cima, de modo a remover a porta de injeção da pele.
- 2** Elimine o dispositivo como sendo um resíduo biológico em conformidade com os requisitos locais e nacionais para o efeito.

A marca i-Port Advance está registada no Instituto de Patentes e Marcas dos E.U.A.
940M12078-012 20140127.

© 2016 Medtronic MiniMed, Inc. Todos os direitos reservados.



EN	Do Not Reuse	NO	Skal ikke brukes flere ganger
FR	Ne pas réutiliser	FI	Älä käyttää uudelleen
DE	Nicht wiederverwenden	SV	Får ej återanvändas
ES	No reutilizar	DA	Må ikke genbruges
NL	Niet opnieuw gebruiken	PT	Não reutilizar
IT	Non riutilizzare	SL	Ne uporabljajte znova



EN	Caution	NO	Forsiktig
FR	Attention	FI	Varoitua
DE	Vorsicht	SV	Försiktighet
ES	Precaución	DA	Forsigtig
NL	Let op	PT	Atenção
IT	Attenzione	SL	Pozor

STERILE EO

EN	Method of Sterilization: Ethylene Oxide	NO	Steriliseringsmetode: etylenoksid
FR	Méthode de stérilisation : oxyde d'éthylène	FI	Sterilointimenetelmä: etyleenioksidi
DE	Sterilisierungsverfahren: Ethylenoxid	SV	Steriliseringsmetod: Etylenoxid
ES	Método de esterilización: óxido de etileno	DA	Steriliseringsmetode: etylenoxid
NL	Sterilisatiemethode: ethyleenoxide	PT	Método de esterilização: óxido de etileno
IT	Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene	SL	Način sterilizacije: etilenoksid



EN	Use by (YYYY-MM-DD)	NO	Siste forbruksdag (dd.mm.åååå)
FR	À utiliser avant le (AAAA-MM-JJ)	FI	Käytettävä ennen (VVVV-KK-PP)
DE	Mindestens haltbar bis (JJJJ-MM-TT)	SV	Används senast (AAAA-MM-DD)
ES	No utilizar después de (DD-MM-AAAA)	DA	Anvendes inden (AAAA-MM-DD)
NL	Gebruik vóór (YYYY-MM-DD)	PT	Não utilizar depois de (AAAA-MM-DD)
IT	Utilizzare entro (AAAA-MM-GG)	SL	Rok uporabnosti (LLLL-MM-DD)

REF

EN	Model Number	NO	Modellnummer
FR	Numéro de modèle	FI	Mallinnumero
DE	Modellnummer	SV	Modellnummer
ES	Número de modelo	DA	Modelnummer
NL	Modelnummer	PT	Número do modelo
IT	Numero di modello	SL	Številka modela



EN	Manufacturer	NO	Produsent
FR	Fabricant	FI	Valmistaja
DE	Hersteller	SV	Tillverkare
ES	Fabricante	DA	Fabrikant
NL	Fabrikant	PT	Fabricante
IT	Fabbricante	SL	Izdelovalec



EN	Batch Code	NO	Batch-kode
FR	Numéro de lot	FI	Eräkoodi
DE	Chargenbezeichnung	SV	Lotnummer
ES	Número de lote	DA	Partikode
NL	Partijnummer	PT	Código de lote
IT	Codice del lotto	SL	Serijska številka



EN	Replace Every 3 Days	NO	Byttes hver 3. dag
FR	À remplacer tous les 3 jours	FI	Vaihdta 3 päivän välein
DE	Alle 3 Tage austauschen	SV	Byt ut var 3:e dag
ES	Sustituir cada 3 días	DA	Udskift hver 3. dag
NL	Om de 3 dagen vervangen	PT	Substitua a cada 3 dias
IT	Sostituire ogni 3 giorni	SL	Zamenjajte vsake 3 dni



EN	Consult Instructions for Use	NO	Se bruksanvisningen
FR	Consulter le mode d'emploi	FI	Katso käyttöohjeet
DE	Gebrauchsanweisung beachten	SV	Se bruksanvisningen
ES	Consultar las instrucciones de uso	DA	Se brugsanvisningen
NL	Raadpleeg gebruiksaanwijzing	PT	Consultar instruções de utilização
IT	Consultare le istruzioni per l'uso	SL	Glejte Navodila za uporabo



EN	Latex Free	NO	Lateksfri
FR	Ne contient pas de latex	FI	Lateksiton
DE	Latexfrei	SV	Latexfri
ES	Sin látex	DA	Latexfri
NL	Latexvrij	PT	Não contém látex
IT	Senza lattice	SL	Ne vsebuje lateksa



(EN) Nonpyrogenic
(FR) Apyrogène
(DE) Pyrogenfrei
(ES) Apirógeno
(NL) Niet-pyrogeen
(IT) Non pirogeno

(NO) Pyrogenfri
(FI) Pyrogeeniton
(SV) Icke-pyrogen
(DA) Ikke-pyrogen
(PT) Apirogénico
(SL) Apirogeno



(EN) Open Here
(FR) Ouvrir ici
(DE) Hier öffnen
(ES) Abrir aquí
(NL) Hier openen
(IT) Aprire qui

(NO) Åpnes her
(FI) Avaa tästä
(SV) Öppna här
(DA) Åbnes her
(PT) Abrir aqui
(SL) Odprite tukaj



(EN) Recycle
(FR) Recyclage
(DE) Recyclbar
(ES) Reciclar
(NL) Recyclen
(IT) Riciclare

(NO) Kan resirkuleres
(FI) Kierrätä
(SV) Kan återanvändas
(DA) Genbrug
(PT) Reciclar
(SL) Za reciklažo

R_x Only

(EN) Rx - prescription required, does not apply in all geographies
(FR) Rx - ordonnance requise, ne s'applique pas à tous les pays
(DE) Rx - Verschreibungspflichtig, gilt nicht für alle geografischen Gebiete
(ES) Rx: Solo con receta, no es de aplicación en todas las regiones geográficas
(NL) Rx - uitsluitend op voorschrift, niet in alle landen van toepassing
(IT) Rx - richiesta prescrizione medica; non si applica a tutti i Paesi

(NO) Rx – reseptbelagt, gjelder ikke i alle områder
(FI) Rx – edellyttää lääkärin määräystä, ei koske kaikkia maantieteellisiä alueita
(SV) Rx – receptbelagd, gäller inte i alla geografiska områden
(DA) Rx - kun på recept, gælder ikke alle geografiske områder
(PT) O requisito de prescrição médica não se aplica a todos os locais geográficos.
(SL) Rx - samo na recept, ne velja na vseh geografskih območjih

Africa:

Medtronic Africa (Pty) Ltd.

Tel: +27 (0) 11 677 4800

Argentina:

Corpomedica S.A.

Tel: +(11) 4 814 1333

Medtronic Directo 24/7: +0800 333 0752

Australia:

Medtronic Australasia Pty. Ltd.

Tel: 1800 777 808 (cust. help)

Tel: 1800 668 670 (orders)

Azerbaijan:

Isomed

Tel: +994 (12) 464 11 30

Bangladesh:

Sonargaon Healthcare Pvt Ltd.

Mobile: (+91)-9903995417 or (+880)-1714217131

Belarus:

ОДО "Баджин"

Tel: +375 17 313 0990

België/Belgique:

N.V. Medtronic Belgium S.A.

Tel: 0800-90805

Bosnia and Herzegovina:

Medimpex d.o.o.

Tel: +387 33 476 444 or +387 33 476 400

Brasil:

Medtronic Comercial Ltda.

Tel: +(11) 2182-9200

Medtronic Directo 24/7: +0800 773 9200

Bulgaria:

RSR Ltd.

Tel: +359 885 428 900

Canada:

Medtronic of Canada Ltd.

Tel: 1-800-284-4416

Chile:

Medtronic Chile

Tel: +(9) 66 29 7126

Medtronic Directo 24/7: +1 230 020 9750

Medtronic Directo 24/7 (From Santiago): +(2) 595 2942

China:

Medtronic (Shanghai) Ltd.
24 Hour HelpLine (Cell): +86 400-820-1981
24 Hour HelpLine (Land): +86 800-820-1981

Colombia:

Medtronic Latin America Inc. Sucursal Colombia
Tel: +(1) 742 7300
Medtronic Directo 24/7 (Landline): +01 800 710 2170
Medtronic Directo 24/7 (Cellular): +1 381 4902

Croatia:

Medtronic Adriatic d.o.o.
Tel: +385 1 488 11 20

Česká republika:

Medtronic Czechia s.r.o.
Tel: +420 233 059 111
Non-stop HelpLine: +420 233 059 950

Danmark:

Medtronic Danmark A/S
Tel: +45 32 48 18 00

Deutschland:

Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes
Telefon: +49 2159 8149-370
24-Std-Hotline: 0800 6464633

Eire:

Accu-Science Ltd.
Tel: +353 45 433000

España:

Medtronic Ibérica S.A.
Tel: +34 91 625 05 42
24 horas: +34 900 120 330

Europe:

Medtronic Europe S.A. Europe, Middle East and Africa HQ
Tel: +41 (0) 21-802-7000

France:

Medtronic France S.A.S.
Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00

Hellas:

Medtronic Hellas S.A.
Tel: +30 210677-9099

Hong Kong:

Medtronic International Ltd.

Tel: +852 2919-1300

To order supplies: +852 2919-1322

24-hour helpline: +852-2919-6441

India:

India Medtronic Pvt. Ltd.

Tel: (+91)-80-22112245 / 32972359

Mobile: (+91)-9611633007

Patient Care Helpline: 1800 209 6777

Indonesia:

Medtronic International Ltd.

Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Israel:

Medtronic World Trade Corporation

Tel: (+972) 9 972 44 00

Italia:

Medtronic Italia S.p.A.

Tel: +39 02 24137 261

Servizio assistenza tecnica: N° verde 24h: 800 60 11 22

Japan:

Medtronic Japan Co. Ltd.

Tel: +81-3-6776-0019

24 Hr. Support Line: 0120-56-32-56

Kazakhstan:

Medtronic BV in Kazakhstan

Tel: +7 727 311 05 80 (Almaty)

+7 717 224 48 11 (Astana)

Круглосуточная линия поддержки: 8 800 080 5001

Latin America:

Medtronic, Inc.

Tel: 1(305) 500-9328

Latvija:

Ravemma Ltd.

Tel: +371 7273780

Macedonia:

Alkaloid Kons Dooel

Tel: + 389 2 3204 430

Magyarország:

Medtronic Hungária Kft.

Tel: +36 1 889 0688

Malaysia:

Medtronic International Ltd.

Tel: +603 7946 9000

México:

Medtronic Servicios S. de R. L. de C.V.

Tel (México DF): +(11) 029 058

Tel (Interior): +01 800 000 7867

Medtronic Directo 24/7 (from México DF): +(55) 36 869 787

Medtronic Directo 24/7: +01 800 681 1845

Middle East and North Africa:

Regional Office

Tel: +961-1-370 670

Montenegro:

Glosarij

Tel: +382 20 642 495

Nederland, Luxembourg:

Medtronic B.V.

Tel: +31 (0) 45-566-8291

Gratis: 0800-3422338

New Zealand:

Medica Pacifica

Phone: 64 9 414 0318

Free Phone: 0800 106 100

Norge:

Medtronic Norge A/S

Tel: +47 67 10 32 00

Philippines:

Medtronic International Ltd.

Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Россия:

ООО «Медтроник»

Tel: +7 495 580 73 77

Круглосуточная линия поддержки: 8 800 200 76 36

Polska:

Medtronic Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 465 6934

Portugal:

Medtronic Portugal Lda

Tel: +351 21 7245100

Puerto Rico:

Medtronic Puerto Rico

Tel: 787-753-5270

Republic of Korea:

Medtronic Korea, Co., Ltd.

Tel: +82.2.3404.3600

Romania:

Medtronic BV Reprezentanta

Tel: +40 372 188 000

Schweiz:

Medtronic (Schweiz) AG

Tel: + 41 (0) 31 868 0160

24-Stunden-Hotline: 0800 633333

Serbia:

Medtronic B.V. Serbia

Tel: +381 11 2095 900

Singapore:

Medtronic International Ltd.

Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000

Slovenija:

Zaloker & Zaloker d.o.o.

brezplačna številka: 080 1880

Tel.: +386 1 542 51 11

Slovenská republika:

Medtronic Slovakia, s.r.o.

Tel: +421 26820 6942

HelpLine: +421 26820 6986

Sri Lanka:

Swiss Biogenics Ltd.

Mobile: (+91)-9003077499 or (+94)-777256760

Suomi:

Medtronic Finland Oy

Tel: +358 20 7281 200

Help line: +358 400 100 313

Sverige:

Medtronic AB

Tel: +46 8 568 585 20

Taiwan:

Medtronic-Taiwan Ltd.

Tel: 02-21836000

Toll Free: +886-800-005285

Thailand:

Medtronic (Thailand) Ltd.

Tel: +662 232 7400

Türkiye:

Medtronic Medikal Teknoloji

Ticaret Ltd. Şirketi.

Tel: +90 216 4694330

Ukraine:

Medtronic B.V. Representative office in Ukraine

Tel: +38 044 392 04 01

Лінія цілодобової підтримки: 0 800 508 300

USA:

Medtronic Diabetes Global Headquarters

24 Hour HelpLine: +1-800-646-4633

To order supplies: +1-800-843-6687

United Kingdom:

Medtronic Ltd.

Tel: +44 1923-205167

Österreich:

Medtronic Österreich GmbH

Tel: +43 (0) 1 240 44-0

24 – Stunden – Hotline: 0820 820 190

Produto Médico-Hospitalar.
Estéril - Esterilizado por Óxido de Etileno.
O fabricante recomenda uso único.

Esta Instrução de Uso é referente ao produto **i-Port Advance**, modelos MMT-100 (10 unidades), MMT-100T (02 unidades), MMT-101 (10 unidades) e MMT-101T (02 unidades).

Condições de armazenamento, transporte e manipulação:

Parâmetro	Condições ambientais recomendadas
Temperatura	0 a 22°C, no entanto o produto pode suportar curtos períodos de exposição à temperaturas de até 55°C, durante por exemplo o transporte.
Umidade	0 a 95% de umidade relativa
Pressão atmosférica	0 a 2 bar
Luminosidade	Armazenar e transportar o produto na embalagem original, protegido da exposição à luz solar direta.

Registro ANVISA nº: 10349000893

Fabricante: Unomedical a/s Aaholmvej 1-3, Osted 4320 Lejre Dinamarca	Importado por: Auto Suture do Brasil Ltda. Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 11º andar CEP: 04576-010 Cidade Monções São Paulo – SP, Brasil CNPJ: 01.645.409/0001-28 Tel.: (11) 2182-9200 Fax: (11) 2182-9240
	Responsável Técnica: Débora R. A. Ferreira CRF/SP