

Airport Information



Medtronic

Airport security
- The pump must not go through the x-ray machine that is used for carry-on or checked luggage. - The full body scanner is also a form of x-ray. Remove the insulin pump and disconnect the infusion set at the insertion site before going through the fully body scanner. If continuous glucose monitoring (CGM) is used, remove the sensor and transmitter before the scan. - To avoid removing the devices, request an alternative screening process that does not use x-ray. - The insulin pump, infusion set, reservoir, and CGM system can withstand exposure to airport metal detectors used at airport security checkpoints.
In flight

The MiniMed™ insulin pump system is suitable for use in aircraft. Always monitor your blood glucose (BG) during air travel. Changes in air pressure that occur during flight takeoff and landing can cause over-delivery or under-delivery of insulin, which may result in hypoglycemia or hyperglycemia. Be ready to respond to alerts and symptoms.

Patient information
Name:
Address:
Country:
Phone number (include country code):

Medical device information
Medical device type:
Device serial number:

© 2025 Medtronic and Medtronic logo are trademarks of Medtronic.
™* Third-party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

Carte d'urgence médicale

Je suis porteur d'un
dispositif médical requis
prescrit par mon médecin.



Medtronic

En cas d'urgence, veuillez contacter
Nom du médecin :
Numéro de téléphone :
Personne à contacter en cas d'urgence :
Numéro de téléphone :

Je suis diabétique
Si je me comporte de façon étrange, si je parais en état d'intoxication ou si je suis inconscient, cela peut signifier que le taux de sucre dans mon sang est trop bas.

Je ne suis pas en état d'intoxication Appelez pour obtenir une assistance médicale
Si je suis éveillé et capable d'avaler, donnez-moi un aliment sucré (par exemple : jus de fruit, bonbon ou boisson sans alcool non diététique). N'essayez pas de me donner à manger ou à boire si je suis inconscient.

Professionnels de santé
Je porte une pompe à insuline.
- La pompe administre de l'insuline à action rapide à un débit constant. - Pour arrêter l'administration d'insuline sur la pompe : - Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire sortir la pompe du mode veille. - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ^ pour accéder à l'écran d'état. - Appuyez sur © pour accéder à Arrêt temp. toutes admin. - Appuyez sur > pour mettre Oui en surbrillance. - Appuyez sur © pour arrêter temporairement toutes les administrations d'insuline. Ne retirez pas la pile de la pompe. Ne retirez pas la pompe sans avis médical. - Si la pompe émet une alarme, suivez les instructions sur l'écran de la pompe ou contactez un représentant local du service technique de Medtronic pour une assistance complémentaire.

Medtronic

Carte destinée aux aéroports



Medtronic

Sécurité aéroportuaire
- La pompe ne doit pas passer par la machine à rayons X utilisée pour les bagages de cabine ou enregistrés. - Le scanner de corps entier est aussi une forme de radiographie. Retirez la pompe à insuline et déconnectez le cathéter au niveau du site d'insertion avant de passer par le scanner corporel. En cas d'utilisation de la mesure du glucose en continu (CGM), retirez le capteur et le transmetteur avant le contrôle. - Pour éviter de retirer les dispositifs, demandez à bénéficier d'un autre contrôle de sécurité qui ne fasse pas appel aux rayons X. - La pompe à insuline, le cathéter, le réservoir et le système de CGM peuvent supporter l'exposition aux détecteurs de métaux des aéroports utilisés lors des contrôles de sécurité dans les aéroports.
Pendant le vol

Le système de pompe à insuline MiniMed™ peut être utilisé dans l'avion. Surveillez toujours votre glycémie pendant les déplacements en avion. Les changements de pression d'air qui se produisent pendant le décollage et l'atterrissage peuvent entraîner une administration excessive ou insuffisante d'insuline, ce qui peut entraîner une hypoglycémie ou une hyperglycémie. Soyez prêt à répondre aux alertes et aux symptômes.

Information patient
Nom :
Adresse :
Pays :
Numéro de téléphone (y compris indicatif du pays) :

Informations sur le dispositif médical
Type de dispositif médical :
Numéro de série du dispositif :

© 2025 Medtronic et le logo Medtronic sont des marques commerciales de Medtronic.

™* Les marques tierces sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société Medtronic.

Medical Emergency Card

I wear a required medical device prescribed by my physician.



Medtronic

In an emergency, please contact
Physician name:
Phone number:
Emergency contact:
Phone number:

I have diabetes
If my behavior is peculiar, if I appear intoxicated, or if I am unconscious, it may be a result of severe low blood sugar.
I am not intoxicated Call for medical assistance

If I am awake and able to swallow, give me a source of sugar (for example: juice, candy, or non-diet soft drink). Do not try to give me food or drink if I am unconscious.

Healthcare professionals
I wear an insulin pump.
- The pump delivers rapid-acting insulin at a constant rate. - To stop insulin delivery on the pump: - Press any button to wake the pump. - From the home screen, press ^ to go to the status screen. - Press ☉ to Suspend All Delivery. - Press > to highlight Yes. - Press ☉ to suspend all insulin delivery. Do not remove the pump battery. Do not remove the pump without medical consent. - If the pump sounds an alarm, follow the instructions on the pump screen or contact a local Medtronic support representative for further assistance.