

English

Indications for use

This product is indicated for the subcutaneous infusion of insulin from an infusion pump.

Contraindications

Infusion sets are indicated for subcutaneous use only and not for intravenous (IV) infusion or the infusion of blood or blood products.

Warnings

Inaccurate medication delivery, infection and site irritation may result from improper insertion and maintenance of the infusion site. Before insertion, clean the insertion site with isopropyl alcohol.

Remove the needle guard before inserting the infusion set.

If using this infusion set for the first time, do the first set-up in the presence of your healthcare professional.

Do not leave air in the infusion set. Prime completely.

Check frequently to make sure the soft cannula remains firmly in place as you may not feel pain if it pulls out. The soft cannula must always be completely inserted to receive the full amount of medication.

If the infusion site becomes inflamed, replace the set, and use a new site until the first site has healed. Replace the infusion set if the tape becomes loose, or if the soft cannula becomes fully or partially dislodged from the skin.

Replace the infusion set every 48-72 hours, or your healthcare professional's instructions. Do not reinsert the introducer needle into the infusion set. Re-insertion may cause tearing of the soft cannula, which may result in unpredictable medication flow.

Never prime the set or attempt to free a clogged line while the set is inserted. You may accidentally inject too much medication. Do not put disinfectants, perfumes, or deodorants on the infusion set as these may affect the integrity of the set.

Dispose of the infusion set and introducer needle properly, in a sharps container, after a single use. Do not clean or re-sterilize.

This device is sterile and non-pyrogenic unless the package has been opened or damaged. Do not use if the package has been opened or damaged. (For Paradigm users, do not use the

infusion set if the tubing connector needle has been damaged.)

Store infusion sets in a cool, dry place. Do not leave infusion sets in direct sunlight or inside a vehicle.

Use aseptic techniques when temporarily disconnecting the set and consult your healthcare provider on how to compensate for missed medication when disconnected. If infusing insulin, carefully monitor your blood glucose levels when disconnected and after reconnecting.

If infusing insulin, and your blood glucose level becomes unexplainably high, or an occlusion alarm occurs, check for clogs and/or leaks.

If in doubt, change the infusion set because the soft cannula may be dislodged, crimped and/or partially clogged. Should any of these problems arise, make a plan with your healthcare professional for rapidly replacing insulin. Test your blood glucose level to make sure the problem is corrected.

If infusing insulin, do not change the infusion set just before bedtime unless you can check your blood glucose 1-3 hours after insertion.

Reuse of the infusion set may cause damage to the cannula/needle and lead to infection, site irritation, and/or inaccurate medication delivery.

If insulin, or any liquid, gets inside the tubing connector, it can temporarily block the vents that allow the pump to properly prime the infusion set. If the soft cannula becomes fully or partially dislodged from the skin, it can cause **hyperglycemia or hypoglycemia**. If this occurs, start over with a new reservoir and infusion set.

Warranty:

For product warranty information, please contact your local help line, representative, or visit <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.

This infusion set is compatible with the Quick-serter® infusion device.

Français

Indications

Ce produit est destiné à la perfusion en sous-cutané de l'insuline avec une pompe à perfusion.

Contre-indications

Les infusions sont indiquées uniquement pour une utilisation en sous-cutané et non pour une utilisation en intraveineuse (IV) ni pour la perfusion de sang ou autre produit sanguin.

Avertissements

Une perfusion médicamenteuse inappropriée, une infection et/ou une irritation locale au niveau du site d'insertion peuvent être provoqués par une insertion incorrecte et de mauvais entretien du site de perfusion.

Avant l'insertion, nettoyez le site d'insertion avec de l'alcool isopropylique. Retirez la protection de l'aiguille avant d'insérer le cathéter. Si ce cathéter est utilisé pour la première fois, nous recommandons de l'insérer en présence du personnel soignant.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'air dans la cathéter. Purgez le cathéter complètement.

Vérifiez régulièrement que la canule souple reste parfaitement en place. Il est possible que celle-ci se détache sans aucune douleur. La canule souple doit toujours être entièrement insérée pour permettre la diffusion de la totalité du médicament.

En cas d'inflammation du site d'insertion, remplacez le cathéter et utilisez un nouveau site jusqu'à ce que le site précédent soit guéri. Remplacez le cathéter si le pansement se décolle ou si la canule souple sort entièrement ou partiellement de la peau. Remplacez le cathéter toutes les 48-72 heures ou suivant les instructions du personnel de santé. Ne réinsérez pas l'aiguille dans le cathéter. Si l'insertion de l'aiguille risque d'endommager la canule souple, ce qui peut provoquer un débit de médicament imprévisible.

Ne purgez jamais le cathéter et n'essayez jamais de liéser une tubulure obstruée tant que le cathéter est inséré. Ceci peut provoquer une injection accidentelle et excessive du médicament. Ne mettez pas de désinfectant, parfum ou déodorant sur le cathéter, ceux-ci pouvant endommager l'intégrité du cathéter.

Après chaque utilisation, jetez le cathéter et l'aiguille dans un conteneur pour objets pointus. Ne pas les nettoyer, ni les restériliser.

Ce produit est stérile et apyrogène, sauf si son emballage a été ouvert ou endommagé. N'utilisez pas si l'emballage a été ouvert ou endommagé. (Pour les utilisateurs d'une pompe Paradigm, n'utilisez pas le cathéter si l'aiguille du connecteur de la tubulure a été endommagée.)

Conservez les cathéters dans un endroit frais et sec. Ne laissez pas les cathéters exposés en plein soleil ou à l'humidité d'un véhicule.

Utilisez des techniques aseptiques pour déconnecter le cathéter temporairement et consultez votre professionnel de santé pour savoir comment compenser le volume de médicament non injecté pendant cette déconnexion.

En cas d'injection d'insuline, contrôlez attentivement le niveau de glycémie lors de la déconnexion et après avoir reconnecté le cathéter. En cas d'injection d'insuline, et si le niveau de glycémie est soudainement élevé ou si une alarme d'occlusion se déclenche, vérifiez l'absence d'obstruction et/ou de fuites.

En cas de doute, remplacez le cathéter car la canule souple peut être déplacée, enduite et/ou partiellement obstruée. Si l'un de ces problèmes survient, prévoyez avec le professionnel de santé le remplacement rapide de l'insuline. Contrôlez le niveau de glycémie sur vérifiez que le problème est résolu.

En cas d'injection d'insuline, ne changez pas de cathéter juste avant de vous coucher, sauf si le niveau de glycémie peut être contrôlé, 1 à 3 heures après l'insertion du cathéter.

La réutilisation du cathéter peut endommager la canule/aiguille et provoquer une infection, une irritation au niveau du site d'insertion et/ou une administration de médicaments inappropriée.

Évitez que de l'insuline ou toute autre liquide rentre dans le connecteur de la tubulure, ceci peut temporairement bloquer les événements qui permettent à la pompe de purger le cathéter complètement. **Il peut en résulter l'administration insuffisante ou excessive d'insuline, qui peut entraîner une hypoglycémie ou une hypoglycémie sévère.** Ne réinsérez pas le cathéter dans une nouvelle réservoir et un nouveau cathéter.

Garantie:

Pour obtenir des informations sur la garantie, contactez l'aide en ligne ou le représentant endommager l'intégrité du cathéter.

<http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>. Le présent cathéter est compatible avec l'appareil d'insertion Quick-serter®.

Deutsch

Einsatzbereich

Dieses Produkt ist zur subkutanen Infusion von Insulin mithilfe einer Infusionspumpe indiziert.

Kontraindikationen

Infusionssets sind ausschließlich zur subkutanen Infusion, nicht jedoch zur intravenösen (IV) Infusion oder zur Infusion von Blut oder Blutprodukten indiziert.

Warnhinweise

Bei unsachgemäßer Einführung des Infusionssets oder unzureichender Pflege der Einführstelle kann es zu falsch dosierter Arzneimittelabgabe, zu Infektionen und zu Irritationen an der Einführstelle kommen.

Reinigen Sie vor dem Einführen die Einführstelle mit Isopropylalkohol.

Entfernen Sie vor dem Einführen des Infusionssets den Nadelerschutz.

Führen Sie bei erstmaliger Verwendung dieses Infusionssets die Einrichtung unter Aufsicht Ihres Arztes durch.

Es dürfen sich keine Luftblasen im Infusionsset befinden. Vollständig füllen.

Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die weiche Kanüle sicher an der vorgesehene Stelle bleibt. Es könnte sein, dass Sie ein Herausrutschen der Kanüle nicht bemerken, da dies nicht unbedingt schmerzhaft ist. Die weiche Kanüle muss immer auf ganzer Länge eingeführt sein, damit die vollständige Arzneimittelmenge abgegeben wird.

Sollte sich die Infusionsstelle entzünden, so wechseln Sie das Infusionsset unverzüglich aus, bis die Entzündung vollständig abgeheilt ist. Wechseln Sie das Infusionsset aus, falls das Infusionsset nicht richtig funktioniert und/oder zu einer falsch dosierten Arzneimittelabgabe führen.

Wechseln Sie das Infusionsset alle 48-72 Stunden oder gemäß den Anweisungen Ihres Arztes aus. Die Einführnadel darf nicht wieder in das Infusionsset eingeführt werden. Ein Wiederereinführen kann zum Reissen der weichen Kanüle und/oder durch zu unkontrollierten Medikamentenfluss führen. Führen Sie niemals einen Fullvorgang durch, und versuchen Sie nicht, die Einführleitung wieder durchgängig zu machen, während das Infusionsset eingeführt ist. Es könnte dabei zu einer Überdosierung des Arzneimittels kommen. Das Infusionset darf nicht mit Desinfektionsmitteln, Parfums oder Deodorants in Berührung kommen, da diese Substanzen das Set beschädigen könnten.

Entsorgen Sie das Infusionsset und die Einführnadel nach einmaliger Verwendung im Abfallbehälter für spitze und scharfe Abfälle. Nicht reinigen oder resterilisieren.

Bei ungeeigneter und unschädigter Verpackung ist das Produkt steril und nicht pyrogen. Das Infusionset darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung bereits geöffnet wurde oder Anzeichen Beschädigungen aufweist. (Für Paradigm-Anwender: Verwenden Sie das Infusionsset nicht, wenn die Katheterschlussnadel beschädigt ist.) Das Infusionsset an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Infusionssets nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht im geparkten Fahrzeug lassen.

Behandeln Sie die Haut aseptisch, wenn Sie das Set vorübergehend vom Körper trennen, und fragen Sie Ihren Arzt, inwiefern Sie die durch das Trennen nicht zugeführte Arzneimittelmenge kompensieren können/sollten.

Wenn Sie insulin infundieren, müssen Sie Ihren Blutzuckerspiegel sowohl für die Dauer der Trennung als auch nach dem Wiederanschlüssen des Infusionssets sorgfältig überwachen.

Wenn Sie insulin infundieren und Ihr Blutzuckerspiegel unerklärlich ansteigt oder ein Okkulsionsalarm auftritt, müssen Sie das Set auf Verstopfung oder Leckage kontrollieren.

Wechseln Sie im Zweifelsfall das Infusionsset aus, denn die weiche Kanüle könnte verrutscht, gequetscht oder teilweise verstopft sein.

Sprechen Sie im Falle solcher Probleme mit Ihrem Arzt darüber, wie Sie das entgangene insulin schnellstmöglich zuhufen können. Prüfen Sie Ihren Blutzucker, um sicherzugehen, dass das Problem behoben ist.

Wenn Sie insulin infundieren, so wechseln Sie das Infusionsset nicht kurz vor dem Schlafengehen aus, wenn Sie nicht bereit oder in der Lage sind, Ihren Blutzuckerspiegel 1-3 Stunden nach dem Einführen zu kontrollieren.

Das Wiederverwenden des Infusionssets kann die Kanüle/Nadel beschädigen und zu Irritationen und/oder Infektionen an der Einführstelle und/oder zu einer falsch dosierten Arzneimittelabgabe führen.

Wenn insulin oder eine andere Flüssigkeit an die Innenseite des Konnektors des Schlauchs gelangt, können hierdurch temporär die Entföhrungsöffner blockiert werden, die für eine korrekte Befüllung des Infusionssets durch die Pumpe notwendig sind. **Dies kann zur Folge haben, dass zu wenig oder zu viel insulin verabreicht wird.**

Hyper- oder Hypoglykämien resultieren kann. In solchen Fällen muss die Prozedur mit einem neuen Reservoir und Infusionsset wiederholt werden.

Garantieerklärung:

Informationen zur Produktgarantie erhalten Sie bei der Produkt-Hotline, Ihrem örtlichen Medtronic-Repräsentanten oder unter <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.

Dieses Infusionsset ist für spitze und scharfe Quick-serter® kompatibel.

Español

Indicaciones de uso

Este producto está indicado para la infusión subcutánea de insulina mediante una bomba de infusión.

Contraindicaciones

Los equipos de infusión están indicados sólo para el uso por vía subcutánea y no para infusión intravenosa (i.v.) ni para la infusión de sangre o hemoderivados.

Advertencias: La inserción incorrecta y el mantenimiento inadecuado de la zona de infusión pueden hacer que la administración de la medación sea inexacta o causar infección o irritación en dicha zona.

Antes de llevar a cabo la inserción, limpie la zona de inserción con alcohol isopropílico. Quite el protector de la aguja antes de insertar el equipo de infusión.

En el caso de que este equipo de infusión se utilice por primera vez, haga la primera preparación en presencia de su equipo médico. No deje aire en el equipo de infusión. Cébelo por completo.

Compruebe con frecuencia que la cánula flexible permanezca insertada firmemente, ya que es posible que no sienta dolor si esta se sale. La cánula flexible debe estar siempre insertada totalmente para que se pueda recibir la cantidad completa de medación.

Si la zona de infusión se inflama, sustituya el equipo y use una nueva zona hasta que la primera se haya curado. Sustituya el equipo si la cinta se afloja o si la cánula flexible se saliera total o parcialmente de la piel.

Sustituya el equipo de infusión cada 48-72 horas o según las instrucciones proporcionadas por su equipo médico. No reinserte la aguja introducida en el equipo de infusión. La reinsertación puede causar la rotura de la cánula flexible, lo que podría conllevar un flujo de medación impredecible. Nunca obse el equipo ni intente liberar una vía obstruida con el equipo insertado. Podría inyectar de forma accidental demasiada medación.

No ponga desinfectantes, perfumes ni desodorantes en el equipo de infusión, ya que podría afectar a la integridad del mismo.

Desdeshé el equipo de infusión y la aguja introducida de manera segura en un recipiente para objetos cortantes después de un solo uso. No los limpie ni reesterilice.

Italiano

MiniMed™ Quick-set™

Este dispositivo es estéril y apirógeno, siempre en su envase no essté abierto o dañado. No lo utilices si el envase está abierto o dañado. (Para los usuarios de Paradigm: no utilice el equipo de infusión si la aguja conectora está dañada.)

Conserve los equipos de infusión en un lugar fresco y seco. No deje los equipos de infusión expuestos a la luz solar directa ni en el interior de un vehículo.

Utilice técnicas asepticas cuando desconecte temporalmente el equipo y consulte a su equipo médico como se puede compensar la medicación que no se ha administrado mientras estaba desconectado el equipo.

En el caso de una infusión de insulina, compruebe cuidadosamente los niveles de glucosa en sangre cuando desconecte el equipo y después de volver a conectarlo.

Si estuviera administrando insulina y los niveles de glucosa en sangre fueran demasiado altos o se produjera una alarma por occlusión, busque posibles obstrucciones o fugas.

En caso de duda, cambie el equipo de infusión, ya que es posible que la cánula flexible se haya desplazado o doblado o esté parcialmente obstruida. Si surgiera alguno de estos problemas, establezca un plan con su equipo de infusión para reponer rápidamente le insulina. Compruebe el nivel de glucosa en sangre para confirmar que el problema se ha corregido.

Si estuviera administrando insulina, no cambie el equipo de infusión justo antes de irse a dormir, a menos que pueda comprobar el nivel de glucosa en sangre 1-3 horas después de la inserción.

La reutilización del equipo de infusión podría dañar la cánula o la aguja y, por consiguiente, causar una inyección de insulina incorrecta, así como la administración incorrecta de la medicación.


La entrada de insulina, u otro líquido, en la estructura interna del conector de la sonda puede bloquear temporalmente los conductos de ventilación que permiten que la bomba opere correctamente en el equipo de infusión. **Esto puede provocar la infusión de una cantidad de insulina insuficiente o excesiva, causando una posible hipoglucemia o hiperglucemia.** Si esto sucede, empiece de cero con un nuevo reservorio y equipo de infusión.

Garantía: Si desea información sobre la garantía del producto, póngase en contacto con la línea de ayuda local o con el representante local, o visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.

Este equipo de infusión es compatible con el dispositivo de inserción Quick-serter®.

MiniMed™ Quick-set™

Infusion set • Catheter • Infusionsset • Equipo de infusión • Infusieset • Set di infusione • Slangeset Infusioinsset • Infusionsset • Conjunto de infusão • Infuzijski set • Infuzijski set • Infuzijn set • Infúziós szet • Zestaw infuzyjny • Infúziyon seti • Infúziya szgraga • Σet έχυση Infúziyoniy naobor • إنفۇزىئون سېٽ



INS-774-6

Refer to pump and reservoir user guides for installation and priming.

Se référer aux manuels d'utilisation de la pompe et du réservoir pour l'installation et la purge.

Informationen zur Installation und zum Füllen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Pumpe und des Reservoirs.

Consulte las guías del usuario de la bomba y del reservorio para ver instrucciones sobre la instalación y el cebado.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de pomp en het reservoir voor installatie- en vulinstructies.

Per l'installazione e la procedura di riempimento, fare riferimento alle guide per l'utente del microinfusore e del serbatoio.

Do finner informasjon om innføring og fylling i bruksanvisningen for pumpen og reservoaret.

Katso asennus- ja täyttöohjeet pumpun ja säiliön käyttöoppaista.

Se bruksanvisningarna för pump och reservoar för installation och primdosering.

Veðræðing installation og opfyllinginn hverniss til bruksanvisningirne til pumpu og spjötinn.

Consulte os manuais do utilizador da bomba e do reservatório para obter instruções sobre a instalação e enchimento.

Navodila za namestitve in polnjenje so v uporabniškem priročniku za črpaliko in rezervoar.

Pokyny k instalaci a naplnění naleznete v uživatelských příručkách k pumpě a zásobníku.

Az összeszerelés és az üzembe helyezés kapcsolataiban lásd a pumpa és a tartály használati útmutatóját.

Informacije na temat instalacije i popunjavanja vodocepnikah uživateljnika pompi i zbirnika.

Kurulum ve hazırlık dolusu için pompa ve rezervuar kullanıcı kılavuzlarına bakınız.


Informácie o zavedení a plnení nádrže v používateľskej príručke k pumpě a zásobníku.

Ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης της αντλίας και της δεξαμενής για την εγκατάσταση και την πλήρωση.

Сведения об установке и заправке см. в руководствах пользователя помпой и резервуаром.

ارجع إلى أدلة المستخدم الخاصة بالمضخة والزان لإجراء التركيب والتحميل.

עין בהדרכים למשתמש במשאבה ובמכל בנוגע להתקנת והמלי.



Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Dit product is bedoeld voor het onderhuids toedienen van insuline uit een infusiepomp.

Contra-indicaties

De infusiesets zijn uitsluitend bestemd voor gebruik (onderhuids) gebruik. Ze zijn niet geschikt voor intraveneuze infusie (rechtstreeks in een ader), of voor de infusie van bloed of bloedproducten.

Waarschuwingen

Een injectie van infectieziekte, infectie en/of irritatie bij de infusieplaats kunnen het resultaat zijn van een incorrecte inbrenging en verzorging van de infusieplaats.

Reinig vóór het inbrengen de inbrengplaats met isopropylalcohol.

Verwijder de naalbeschermers voordat u de infusieset inbrengt.

Breng de eerste keer de infusieset samen met uw diabetesverpleegkundige in.

Zorg dat er geen lucht in de infusieset achterblijft. Vul de infusieset helemaal.

Controleer regelmatig of de zachte canule nog goed op zijn plaats zit. Deze kan losgaan zonder u hiervan te verweten. Voor een juiste medicatiedose is het belangrijk dat de zachte canule altijd volledig in de huid zit.

Als de infusieplaats ontstoken raakt, moet u de infusieset vervangen en een nieuwe infusieplaats gebruiken tot de oude pijn genezen is. Vervang de infusieset als de pleister los begint te vallen, of als de zachte canule geheel of gedeeltelijk uit de huid steekt.

Vervang de infusieset elke 48-72 uur, of volgens de instructies van uw diabetesverpleegkundige. Steek de inbrengnadel niet terug in de infusieset. Het terugsteken kan de zachte canule scheuren en de medicatiedosis ontergeld raken.

De infusieset nooit vullen of ontspannen terwijl deze aangesloten is. U kunt per ongeluk te veel medicatie injecteren.

Gebruik geen ontsmettingsmiddel, parfum of deodorant op de infusieset, want daar kan het materiaal niet tegen.

Gooi de infusieset en inbrengnaald na eenmalig gebruik weg in een afvalbak voor naalden. Niet reinigen of hersteriliseren.

Het product is steriel en niet-pyrogen, tenzij de verpakking geopend of beschadigd is.

Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is. (Paradigm-pompgebruikers mogen de infusieset niet gebruiken als de naald in de katheterverbinding beschadigd is.)

Italiano

Indicazioni per l'uso

Il prodotto è indicato per l'infusione sottocutanea di insulina tramite microinfusore.

Controindicazioni

I set di infusione sono progettati esclusivamente per uso sottocutaneo e non per l'infusione endovenosa (i.v.) o l'infusione di sangue o altri prodotti ematici.

Avvertenze

Se l'inserzione o il trattamento del sito scelto per l'infusione non sono stati eseguiti correttamente, possono verificarsi un'erogazione di farmaco non appropriata, infezioni e irritazioni del sito stesso.

Prima dell'inserzione, pulire accuratamente il sito di inserzione con alcool isopropilico. Rimuovere la protezione dell'ago prima di inserire il set di infusione.

Se si utilizza il set di infusione per la prima volta, eseguire la procedura di inserzione in presenza del proprio medico curante.

Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel set di infusione. Completare la procedura di riempimento. Controllare il livello della glicemia per accertarsi che la cannula flessibile rimanga correttamente in posizione; la cannula infatti potrebbe fuoriuscire e causare una infezione o irritazione del sito stesso.

Sostituire il set di infusione se il cerotto perde aderenza o se la cannula flessibile si è rotta o è parzialmente estrusa.

Sostituire il set di infusione ogni 48–72 ore o come prescritto dal proprio medico curante. Non inserire nuovamente l'ago introdotto nel set di infusione. In caso contrario, la cannula flessibile potrebbe rompersi, determinando di conseguenza un'erogazione imprevedibile del farmaco.

Non eseguire mai il riempimento del set e non tentare mai di liberare il catetere da eventuali ostruzioni o il set inserito per evitare un'infusione eccessiva di farmaco.

Non applicare disinfettanti, profumi o deodoranti sul set di infusione per non comprometterne l'integrità. Sostituire il set di infusione e l'ago introdotto in un contenitore per strumenti acuminati dopo averli utilizzati.

Il dispositivo è sterile e non pirogeno, a meno che la confezione non sia stata aperta o danneggiata. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta (per gli utenti dei modelli Paradigm: non Quick-serter®-inbrengingsapparaat).

utilizzare il sito di infusione se l'ago del connettore del catetere è stato danneggiato). Non usare il set di infusione in luogo fresco e asciutto, non lasciarli esposti alla luce diretta del sole o dimenticarli in auto.

Utilizzare tecniche asettiche per scollegare temporaneamente il set e consultare il proprio medico curante per le istruzioni su come compensare le quantità di farmaco non erogate durante il periodo in cui il set era scollegato.

Se si esegue un'infusione di insulina, controllare attentamente il livello della glicemia quando il set è scollegato e dopo averlo ricollegato. Se si esegue un'infusione di insulina e il livello della glicemia è inspiegabilmente elevato o viene emesso un allarme di occlusione, verificare la presenza di eventuali ostruzioni e/o perdite.

In caso di dubbi, sostituire il set di infusione in quanto la cannula flessibile potrebbe essersi staccata, piegata o essere parzialmente estrusa. Nel caso in cui dovesse presentarsi uno degli eventi appena descritti, consultare il proprio medico curante per le informazioni su come cambiare rapidamente l'insulina. Controllare il livello della glicemia per accertarsi di avere risolto il problema.

Se si esegue un'infusione di insulina, non sostituire il set di infusione prima di andare a dormire o a meno che non sia possibile controllare il livello della glicemia 1–3 ore dopo l'inserzione.

Non riutilizzare il set di infusione per non danneggiare la cannula. Se, al caso contrario, possono verificarsi infezioni, irritazioni in corrispondenza del sito di inserzione e/o erogazione del farmaco inappropriate.

Nel caso in cui l'insulina o qualsiasi altro liquido venissero a contatto con la parte interna del connettore del catetere, i pori di ventilazione, che permettono al microinfusore di effettuare correttamente il riempimento del catetere.

Registro ANVISA nº: 10349000756

Fabricante: Unomedical a/s Aaholmvej 1-3, Osted 4320 Lejre – Dinamarca	Importado por: Auto Suture do Brasil Ltda. Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 11º andar CEP: 04576-010 Cidade Monções São Paulo – SP, Brasil CNPJ: 01.645.409/0001-28 SAC: 0800-7026843 Responsável Técnica: Débora R. A. Ferreira CRF/SP
---	---