

I am wearing a required medical device prescribed by my physician.



Medtronic

MINIMED

Patient Information

my name and address:

physician name and telephone:

Medical Device Information

medical device type:

device serial number:

This device can withstand exposure to common electrostatic (ESD) and electromagnetic interference (EMI), including airport security systems. During exposure, it can remain connected and powered off.

While onboard aircraft, turn off (power off) any wireless transmitter components or remote controls for this device.

Do not expose this device to any radiation (such as X-ray, MRI, CT scan).



Medtronic

MINIMED

Medtronic of Canada
99 Hereford Street
Brampton, Ontario
L6Y 0R3
1-800-284-4416



Je porte un appareil médical
prescrit par mon médecin.



Medtronic

MINIMED

Renseignements sur le patient

mon nom et mon adresse:

nom et numéro de téléphone
de mon médecin:

Renseignements sur l'appareil médical

type d'appareil médical:

numéro de série de l'appareil:

Cet appareil résiste aux décharges électrostatiques et à l'interférence électromagnétique, incluant les systèmes de sécurité utilisés dans les aéroports. Il peut demeurer branché et en marche durant l'exposition.

À bord de l'avion, éteindre la télécommande et toute transmission sans fil de l'appareil.

Cet appareil ne doit être exposé à aucun type de rayonnement (p. ex.: rayons X, imagerie par résonance magnétique, tomodensitométrie).



Medtronic

MINIMED

Medtronic du Canada

99, rue Hereford

Brampton (Ontario)

L6Y 0R3

1-800-284-4416

